

MAGNAGLO® WA-4

Distensor para Água

Descrição Geral:

O MAGNAGLO® WA-4 é um líquido âmbar claro usado no teste com partículas magnéticas pelo método úmido quando a água é utilizada como veículo do banho. O condicionador de água MAGNAGLO® WA-4 dá ao banho de água um bom umedecimento da superfície da peça em teste, bem como características de dispersão de partículas magnéticas. A mistura de agentes de umedecimento e inibidores de corrosão do MAGNAGLO® WA-4 elimina a necessidade de outros agentes de condicionamento de água. Por ser líquido, o MAGNAGLO® WA-4 exibe dispersão mais rápida na elaboração do banho do que os condicionadores em pó.

Composição:

O MAGNAGLO® WA-4 é composto por agentes ativos de superfície não-iônicos e inibidores de corrosão. Como todos os componentes são solúveis em água, o MAGNAGLO® WA-4 não deixa uma película à prova de água, totalmente confiável, na superfície para armazenamento em longo prazo.

Propriedades Típicas: (Não são especificações).

Aparência	Líquido Âmbar
Gravidade Específica	1,14 g/mL
Concentração Recomendada	1 – 2% em Volume
pH	9,7

Segurança:

1. O MAGNAGLO® WA-4 destina-se apenas a fins industriais, e recomenda-se o manuseio somente por pessoas qualificadas.
2. O MAGNAGLO® WA-4 pode irritar os olhos e a pele. Evite seu contato com os olhos e a pele. Para proteger as mãos para evitar o ressecamento da pele no contato com o material, use proteção para elas.
3. Armazene em recipientes fechados, em locais secos.
4. A Planilha de Segurança do Material pode ser obtida sob pedido.

Preparação do Banho:

Coloque de **10 a 20 mL** do MAGNAGLO® WA-4 para cada Litro de banho, sem deixar de agitar. Ponha as partículas magnéticas diretamente no distensor para que a dispersão seja mais rápida. Evite colocar uma quantidade excessiva do distensor, pois pode ocorrer a formação exagerada de espuma.

Embalagem:

- Lata de 1 Litro.
- Bombona de 5 Litros.
- Balde de 20 Litros.